

Pipettenhalter

Durch die Verwendung des Pipettenhalters ist eine sichere Aufbewahrung der Pipette, zusammen mit dem Medikament, gewährleistet.

Die Pipette ist vor Kontamination geschützt.

Auch stellt der Pipettenhalter eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Zubehörteilen, wie Abstreifer oder Adapter dar.

Anbringung des Pipettenhalters:

1. Schutzfolie abziehen
2. Pipettenhalter oberhalb des Flaschenbodens durch kräftiges Andrücken vollflächig ankleben.

Pipette holder

By using the pipette holder a safe storage of the pipette, together with the medicine, is guaranteed.

Protecting the pipette against contamination, the pipette holder is a reasonable addition to other accessories like wipers and adaptors.

Mounting of the pipette holder:

- 1. Remove adhesive cover*
- 2. Apply pipette holder with firm pressure above the bottom of the bottle.*



Material: PE

Lieferbar für alle elm-plastic-Pipetten



Material: PE

Available for all elm-plastic-pipettes.

CE
0124